

Une équipe performante pour plus d'hygiène au laboratoire



Lingettes en non-tissé Pursept® Wipes XL

F I R S T C L A S S · B R A N D

Pursept® Wipes XL en combinaison avec Pursept®-A Xpress pour désinfecter rapidement et efficacement votre poste de travail, paillasse ou hotte à flux laminaire. Pour la conservation des lingettes, une boîte distributrice adaptée est disponible.

■ Lingettes en non-tissé microtexturé

La texture des lingettes résistantes et non pelucheuses est telle qu'elles libèrent de manière optimale le produit désinfectant tout en absorbant très bien la saleté.

■ Boîte distributrice rechargeable

Les lingettes peuvent être retirées individuellement de la boîte peu encombrante et refermable.

■ Pursept®-A Xpress

Désinfection efficace de surface, élimine les bactéries, virus et champignons en seulement 15 secondes selon DGHM/VAH.



Avec une équipe performante – sécurité hygiène en seulement 15 secondes Pursept® Wipes XL, boîte distributrice adaptée et Pursept®-A Xpress

Le rouleau de lingettes Pursept® Wipes XL est conservé dans la boîte distributrice. En cas d'utilisation fréquente, les lingettes en non-tissé peuvent être imbibées de 1,5 litre de solution désinfectante directement dans la boîte distributrice pratique (durée de conservation maximale : 28 jours). En cas d'utilisation peu fréquente, il est préférable d'imprégner la lingette juste avant utilisation.

Données de commande

Informations techniques

Pursept® Wipes XL, lingettes

Lingettes en non-tissé 100 % polyester. Grâce à la structure spéciale du non-tissé, la lingette est résistante et non pelucheuse. De plus, elle libère le produit désinfectant de manière optimale tout en absorbant très bien la saleté.

| Description | Emballage standard | Réf. |
|--|--------------------|--------|
| Rouleaux de 70 lingettes de 230 x 280 mm | 6 | 448 70 |



Boîte distributrice pour Pursept® Wipes XL, vide

La boîte distributrice rechargeable est un contenant pratique et peu encombrant pour la conservation des lingettes Pursept® Wipes XL, protège parfaitement les lingettes pré-imbibées du dessèchement.

| Description | Emballage standard | Réf. |
|---|--------------------|--------|
| Boîte distributrice pour 70 lingettes de 230 x 280 mm | 3 | 448 75 |



Pursept®-A Xpress

Pour la désinfection à l'alcool des surfaces.

Solution prête à l'emploi avec un parfum agréablement frais.

Répertoriée par DGHM/VAH et conforme aux directives du RKI, efficace en seulement 15 secondes.

| Description | Emballage standard | Réf. |
|---------------|--------------------|--------|
| Flacon de 1 l | 10 | 448 30 |
| Bidon de 5 l | 3 | 448 35 |



Efficacité microbiologique de la solution prête à l'emploi :

Désinfection de surface: Bactéries et champignons en cas de faible charge organique et avec nettoyage mécanique selon DGHM/VAH : 15 s

Efficacité virucide limitée*
(y compris HIV, HBV, HCV) : 15 s

Efficacité contre TbB : 30 s

Composants:

100 g de Pursept®-A Xpress contiennent:
55 g d'éthanol,
0,03 g de N-alkyle aminopropyle glycine,
matières auxiliaires

Données physico-chimiques:

Liquide limpide, incolore,

Densité: 0,9 g/ml env.

pH: 7,5 env.

* selon les recommandations du RKI,
Bundesgesundheitsblatt 01/2004
(Journal du ministère fédéral de la santé)

BRAND® sont des marques de BRAND GMBH + CO KG, R.F.A.

Les autres marques mentionnées appartiennent en propre à leurs titulaires.

Nous désirons informer et conseiller nos clients à l'aide de notre documentation technique. La transposition de valeurs empiriques et résultats généraux obtenus dans des conditions de test sur un cas d'application concret dépend toutefois de multiples facteurs sur lesquels nous n'avons aucune influence. Vous comprendrez dès lors que nos conseils ne puissent donner lieu à des prétentions. Cette transposition doit donc faire l'objet d'une vérification très attentive de votre part dans chaque cas d'espèce.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs ou errata.



BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany

Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-236 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de